

<i>Standardní operační postup – OKB úsek krevní banka</i>			
č. 26	MANIPULACE S ČERSTVĚ MRAŽENOU PLAZMOU SKMP		
Autor: Varnušková Jiřina		Platnost od: 28. 1. 2007	Schválila: kvalifikovaná osoba RNDr. Josef Ranoš a Rada kvality
Určeno pro: Zdravotní laborant			
Poslední revize: č. 5 1/2014	Důvod revize: Periodická kontrola		
Poslední revize: č. 6 11/2017	Důvod revize: Periodická kontrola	Kontrolu provedl: Bc. Sigmundová Pavla	Schválil: kvalifikovaná osoba Ing. Kolátková Marina
Poslední revize: č. 7 6/2019	Důvod revize: Periodická kontrola, Úprava pracovního postupu	Kontrolu provedl: Mgr. A. Mrázová Bc. P. Sigmundová	Schválil: kvalifikovaná osoba MUDr. H. Ryšánková
Poslední revize: č. 8 12/2021	Důvod revize: Periodická kontrola	Kontrolu provedl: Mgr. A. Mrázová	Schválil: Ing. M. Kolátková
Termín další revize: 12/2023			
Identifikace výtisku: Výtisk jediný – originál (výtisk z elektronické podoby má pouze informativní charakter)			

Použité zkratky:

SKMP – Skupinová mražená plazma

Popis, postup:

Pracovník krevní banky, který přejímá zmraženou plazmu, musí ověřit, že vaky zůstaly při přepravě stále zmrzlé (vizuálně makroskopicky). Pokud není plazma určena k okamžitému použití, musí se vaky **ihned po kontrole dodávky**, uložit při doporučené teplotě (pod -25⁰C) do mrazicího boxu.

Při požadavku oddělení na výdej SKMP laborantka rozmrazí plazmu určenou k výdeji za pomoci rozmrazovacího zařízení. Toto zařízení splňuje podmínky certifikovaného a pravidelně validovaného zařízení s monitorováním teploty.

Před expedicí přípravku na klinické oddělení je kontrolována:

- Exspirace
- Neporušenost obalu
- Úplnost označení
- Makroskopický vzhled přípravku

Po vizuální kontrole se plazma expeduje na klinické oddělení v přepravních boxech určených k transportu transfuzních přípravků.