

Standardní operační postup – OKB úsek krevní banka			
č. 19	NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBY ID- CENTRIFUGY		
Autor: Varnušková Jiřina		Platnost od: 20. 11. 2006	Schválila: kvalifikovaná osoba RNDr. Josef Ranoš a Rada kvality
Určeno pro: Zdravotní laborant			
Poslední revize: č. 7 2/2014	Důvod revize: Periodická kontrola		
Poslední revize: č. 8 11/2017	Důvod revize: Periodická kontrola	Kontrolu provedl: Bc. Sigmundová Pavla	Schválil: kvalifikovaná osoba Ing. Kolátková Marina
Poslední revize: č. 9 6/2019	Důvod revize: Periodická kontrola, Úprava pracovního postupu	Kontrolu provedl: Mgr. A. Mrázová Bc. P. Sigmundová	Schválil: kvalifikovaná osoba MUDr. H. Ryšánková
Poslední revize: č. 10 12/2021	Důvod revize: Periodická kontrola	Kontrolu provedl: Mgr. A. Mrázová	Schválil: Ing. M. Kolátková
Termín další revize:		12/2023	
Identifikace výtisku: Výtisk jediný – originál (výtisk z elektronické podoby má pouze informativní charakter)			

ID CENTRIFUGA 24 S

Návod k obsluze:

- **Připoj** inkubátor bezpečně do elektrické sítě
- **Zapni** hlavní vypínač na zadní straně přístroje, „Bereit“ = přístroj je připraven
- **Zmáčkní** tlačítko Stop/Open a otevři víko, objeví se nápis „Deckel offen“
UPOZORNĚNÍ: víko musí být otevřeno nadoraz, jinak spadne a může dojít k jeho poškození!!!
- **Vlož** ID karty do držáku a dbej přitom na vyvážení hlavy centrifugy, není-li hlava vyvážená a přístroj se po spuštění zastaví, je nutné ID-karty přerovnat a znovu spustit centrifugaci.
- **Stiskni** tlačítko Start pro spuštění centrifugace. Zazní tón a rotor se roztočí, po dosažení maximálních otáček začíná odečítání nastaveného času na časomíře. Centrifugace probíhá 10 minut při 910 U/min.
Během celé centrifugace můžete na displeji kontrolovat počet otáček a odečítající čas.
Upozornění: Rychlost otáček je kontrolována, V případě, že přístroj na základě závady nedosáhne požadovaných otáček, zazní signální tón a na displeji se objeví nápis „Kopf kontroll, Low Tacho“. Zmáčkněte tlačítko Stop/Open a současně otevřete víko. Opakujte centrifugaci.
V nutném případě může být probíhající centrifugace přerušena stisknutím tlačítka Stop/Open, na displeji se ukáže „Prozess Unterbruch“. Centrifugaci opakujte.

- **Počkej** 10 minut na řádné ukončení centrifugace
- **Stiskni** tlačítko Stop/Open po akustickém signálu, oznamujícím zastavení centrifugy – „*Prozess fertig*“
- **Vyjmi** ID karty a odečti výsledky testů

Upozornění při obsluze:

Při provozu centrifugy je třeba dbát následujících upozornění

- Neúplný nebo přerušovaný centrifugační proces může vést k falešným výsledkům.
- Centrifuga musí být vždy rovnoměrně vyvážena.
- Při provozu centrifugy musí být uzavřeno víko.
- Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy.