

Standardní operační postup – OKB úsek krevní banka			
č. 18	NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU ID – INKUBÁTORU		
Autor: HEBIOS s.r.o		Platnost od: 20. 11. 2006	Schválila: kvalifikovaná osoba RNDr. Josef Ranoš a Rada kvality
Určeno pro: Zdravotní laborant			
Poslední revize: č. 7 4/2014		Důvod revize: Periodická kontrola	
Poslední revize: č. 8 11/2017		Důvod revize: Periodická kontrola	Kontrolu provedl: Bc. Sigmundová Pavla Schválil: kvalifikovaná osoba Ing. Kolátková Marina
Poslední revize: č. 9 6/2019		Důvod revize: Periodická kontrola, Úprava pracovního postupu	Kontrolu provedl: Mgr. A. Mrázová Bc. P. Sigmundová Schválil: kvalifikovaná osoba MUDr. H. Ryšánková
Poslední revize: č. 10 12/2021		Důvod revize: Periodická kontrola	Kontrolu provedl: Mgr. A. Mrázová Schválil: Ing. M. Kolátková
Termín další revize:		12/2023	
Identifikace výtisku: Výtisk jediný – originál (výtisk z elektronické podoby má pouze informativní charakter)			

ID-INKUBATOR 37 SI

Optimální doba inkubace ID karet firmy DiaMed je 15 minut. Čas i teplota jsou naprogramovány v paměti inkubátoru. Po dosažení žádané teploty se čas 15 minut odpočítává směrem k nule a lze ho sledovat na displeji. Současně je na displeji udána teplota.

Inkubace ID-karet:

- Připoj inkubátor bezpečně do elektrické sítě
- Zapni hlavní vypínač na zadní straně inkubátoru, víko ponech uzavřené, dokud není dosažena optimální teplota (35°C a vyšší). Při nahřívání se na displeji střídavě objevuje nápis „Bitte warten“ a aktuální teplota. Po dosažení optimální teploty je přístroj připraven k provozu – nápis „Bereit“
- Otevři víko inkubátoru na dobu nezbytnou pro vložení ID karet a neprodleně uzavři
- Stiskni Start a tím zahaj inkubační 15-ti minutový cyklus, časomíra začne odpočítávat
- Očekávej zvukový signál (dvojitě pípnutí), který indikuje konec inkubačního cyklu. Zároveň se na displeji objeví nápis „Die inkubation ist beendet“
- Otevři víko na dobu nezbytnou pro vyjmutí ID karet a neprodleně uzavři

Upozornění: nedodržení optimální inkubační doby nebo její přerušení vede k falešným výsledkům.

- Stop-Timer tlačítko: Stlačíme-li během inkubačního cyklu 1 x – inkubace se přerušuje, displej ukáže teplotu a čas zbývajících do jejího ukončení. Stlačíme-li znovu – inkubace a časomíra pokračuje. Stlačíme-li během inkubačního cyklu 2 x – začíná nový inkubační cyklus.
- Start tlačítko: nastartuje nový inkubační cyklus
- Zvukové signály: zůstane-li víko během zahřívací fáze nebo inkubačního cyklu otevřené, zazní varovný zvukový signál. Zároveň se na displeji objeví nápis „*Schliessen Sie bitte den Deckel*“

Poznámka:

Délku inkubační doby je možno nastavit i samostatně. Po zapnutí inkubátoru zmáčkne Stop-Timer tlačítko krátce 1 x – na displeji začne blikat údaj času. Nyní můžeme pomocí tlačítek Start (+) a Stop (-) nastavit dobu inkubace v rozsahu 1 až 60 minut.

Nezmáčkne-li po dobu 5 vteřin žádné tlačítko, uloží se takto nastavený čas do paměti.

Po vypnutí inkubátoru se nastaví automaticky doba inkubace zpět na 15 minut.

Údržba:

Po ukončení práce s inkubátorem jej řádně vydezinfikuj.