

<i>Standardní operační postup – OKB úsek krevní banka</i>			
č. 05	PŘÍJEM, KONTROLA A SKLADOVÁNÍ DIAGNOSTIK		
Autor: Varnušková Jiřina		Platnost od: 15. 11. 2006	Schválila: kvalifikovaná osoba RNDr. Josef Ranoš a Rada kvality
Určeno pro: Zdravotní laborant			
Poslední revize: č. 7 1/2013	Důvod revize: Periodická kontrola		
Poslední revize: č. 8 11/2017	Důvod revize: Periodická kontrola, Úprava postupu, popisu	Kontrolu provedl: Bc. Sigmundová Pavla	Schválil: kvalifikovaná osoba Ing. Kolátková Marina
Poslední revize: č. 9 6/2019	Důvod revize: Periodická kontrola, Úprava pracovního postupu	Kontrolu provedl: Mgr. A. Mrázová Bc. P. Sigmundová	Schválil: kvalifikovaná osoba MUDr. H. Ryšánková
Poslední revize: č. 10 12/2021	Důvod revize: Periodická kontrola	Kontrolu provedl: Mgr. A. Mrázová	Schválil: Ing. M. Kolátková
Termín další revize: 12/2023			
Identifikace výtisku: Výtisk jediný – originál (výtisk z elektronické podoby má pouze informativní charakter)			

Popis, postup:

Diagnostika dodávaná na krevní banku OKB KHN a.s. přejímá vedoucí laboratoře nebo jeho zástupce.

Při přebrání kontroluje:

- Zda je zásilka určená našemu oddělení
- Neporušenost zevního obalu
- Potvrdí dopravci převzetí zásilky: datum, razítko, podpis

Po rozbalení zásilky zkontroluje shodu dodávky s dodacím listem:

- Množství
- Šarže
- Expirace
- Neporušenost obalu

V případě porušeného obalu zásilku nepřijme.

V případě neúplné dokumentace kompetentní osoba dodávku přijme a telefonicky kontaktuje dodávající firmu, aby vyřešila nesrovnalosti. Podepsaný dodací list přiloží k faktuře a odevzdá na finanční účetnu. Certifikáty jednotlivých šarží jsou v aktuálních verzích přístupné na internetových stránkách dodavatele. Aktuální příbalové letáky diagnostik jsou k dohledání u jednotlivých Skladových karet a v elektronické verzi dostupné na internetových stránkách dodavatele.

Diagnostika předá na krevní banku odpovědnému pracovníkovi. Ten provede zápis o přijetí do Skladových karet jednotlivých reagentů a uloží dle návodu výrobce (zpravidla při 2-8°C). Teplota lednic a mrazáků je monitorována kontinuálně centrálním záznamovým zařízením. Teplota se odečítá každých 15 min a jednou za 3 měsíce jsou záznamy staženy a uloženy.

Exspirace diagnostik je sledována denně - viz zápis šarže použitých diagnostik u jednotlivých vyšetření interní kontroly kvality.

Související dokumentace:

Formulář 4-F-36 Záznam denní IKK – Krevní banka

Formulář 4-F-10 Skladová karta

Záloha dat – centrální záznamové zařízení pro sledování teplot.

Uživatelský manuál – centrální monitorovací systém

Záznamy teplot uchováváme 15 let.